

**Rehabilitation Biofeedback Analytisch**  
 Funktionell **Untere Gliedmaßen** **Einschätzung**  
 Kontrolle des Kraftaufwandes **Obere Gliedmaßen**  
 Therapeutische Strategien **Konzentrisch** **Isocinétik**  
**Exzentrisch** **Objektive Messungen**  
**Betreuung der Patient** **Passive Mobilisierung**

# Eine neue Generation von Geräten : « Alles in einem »

**Eine Produktreihe die von Krankengymnasten für  
Krankengymnasten erdacht wurde um deren  
Anforderungen und die der Patienten zu erfüllen!**

Die zweite Generation von **Kinevolution**, **ästhetisch und kompakt**, wurde mit Krankengymnasten entworfen, die größtenteils freiberuflich tätig sind. Mit Hilfe dieser Geräte kann der Krankengymnast **zahlreiche therapeutische Strategien** verfolgen zur Vorbeugung, Erhaltung, Rehabilitation, Wiedererlernung und Einschätzung **aller seiner Patienten!**

Der Therapeut startet einfach auf dem großen **taktilen Bildschirm** eine Rehabilitationssitzung mit Übungen unter **Kontrolle des Kraftaufwandes** (Reproduktion der mechanischen Beanspruchung des **manuellen Widerstandes**) in analytischer oder **funktioneller Isokinetik**, **passiver Mobilisation** oder **Isometrik**.

Der Therapeut und sein Patient können **direkt auf diesem neuen Bildschirm** das **Biofeedback** der erbrachten Leistungen verfolgen im Vergleich zu den Vorgaben, die das Gerät **mit Präzision** misst.

**Kinevolution** erfüllt die Anforderungen der freiberuflichen Krankengymnasten damit sie sich ohne Einschränkungen der aktuellen Entwicklung des Berufes anpassen können



**Kinevolution**  
*Von Krankengymnasten*

*für Krankengymnasten erdacht*

Besuchen sie unsere homepage :

**[www.kinevolution.com](http://www.kinevolution.com)**

Unser Kontakt :

**[contact@kinevolution.com](mailto:contact@kinevolution.com)**

**0033 4 66 54 95 68**

**Ein Assistent der die gesamte  
Behandlung begleitet!**

**Kinevolution** ist ein Gerät mit vielfältigen therapeutischen Möglichkeiten, das dem Krankengymnasten **zahlreiche therapeutische Anwendungen** bietet bei der Behandlung im Bereich Orthopädie, Rheumatologie, Unfallmedizin oder Neurologie .

Der Therapeut hat auch **Messungen der Leistungen**, die die Ergebnisse jeder Sitzung **belegen**. So kann er die Behandlung seiner Patienten **objektiv verfolgen**.

**Ersparnis an Zeit und Kraft  
bei jeder Sitzung**

Der Therapeut ist von den Anstrengungen des manuellen Widerstandes **befreit** und kann sich auf seinen Patienten **konzentrieren**, dessen **kognitive Funktionen** angeregt werden durch das Biofeedback, was den **Trainingseffekt** optimisiert!

Weniger als **40 Sekunden** sind notwendig um eine Sitzung mit mehreren Übungen zu programmieren, die der Krankengymnast einfach **per Fingerdruck** auf dem taktilen Bildschirm startet!

**Die Zertifizierung :  
Ein Zeichen für Qualität und  
Sicherheit**

Um den Anforderungen der Krankengymnasten bestmöglich gerecht zu werden wurde **Kinevolution** von der EU als **medizinisches Gerät** der Klasse II **zertifiziert**. Dies zeugt für die Qualität, Sicherheit und Vorschriftsmäßigkeit unserer Geräte. Konzeption und Produktion des ausschliesslich **französischen Produktes** genügen den Anforderungen der Norm **ISO 13485**.